Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00688

V19 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Cortisol libre

Urine



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Hydrocortisone, cortisol urine 24h
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien

<u>011 - Chimie clinique - Urine</u>



Horaire d'ouverture de la réception

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Urine de 24h	
Instruction(s) particulière(s)	Récolte des urines de 24h: Ne pas acidifier. Bien mélanger. Conserver au frigo entre les mictions. Si spot urinaire : prélever si possible la deuxième miction du mat (première miction = urine de la nuit)	tin
Matériel standard		
Quantité	1	
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine Monovette bouchon jaune – N° commande : 949151	
Acheminement		
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	

021 31 44 280



Téléphone

Site web

Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Principe de la méthode • LC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 54

