Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00690

V16 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Créatine / guanidinoacétate

Urine



Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Erreurs innées du métabolisme - Déficiences en créatine
Ajout d'analyse	Créatinine-Urine
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	2x/mois
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Créatine, GAA, guanidinoacetic acid.
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine



Pré analytique

Prélèvement

• Urine fraîche

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

1

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum 0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Volume minimum: 0.5 ml.

Congeler (-80°C)

Conservation Congeler à -80°C

Conditions d'acheminementEnvoi sur glace sèche ou neige carbonique.

Acheminement

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception ^{24h/24}



Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24.
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Méthode analytique Principe de la méthode	• LC-MS/MS
Post analytique	
Tarif	
Tarif (CHF)	130.5
Condition(s) spéciale(s)	La créatinine est automatiquement ajoutée à l'analyse et est facturé en sus.

