



Catalogue des analyses - Laboratoire

Créatinine

Urine fraîche

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine
-----------------------	---

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none">Urine fraîche
--------	---

Matériel standard

Quantité	1
----------	---

Contenant	Tube 8.5 ml pour urine
-----------	------------------------



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité	1
----------	---

Contenant	Tube 8.5 ml pour urine
-----------	------------------------





Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum 2 ml

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24.



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode • Jaffé

Analyseur cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 2.3