Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00695

V20 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Créatinine

Sang



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

999069 **Lien**

010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium





Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H	
Téléphone	021 31 44 121	
Site web	<u>Chimie clinique</u>	
Méthode analytique		
Principe de la méthode	• Jaffé	
Analyseur	cobas 8000, Roche Diagnostics	
Technique	Principe de la méthode pour les enfants de moins de 11 enzymatique (au lieu de Jaffé)	ans: méthode
Post analytique		
Tarif		
Tarif (CHF)	2.3	

