

Catalogue des analyses - Laboratoire

Créatinine

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande
061219
Lien
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique


Prélèvement

Nature

- Sang veineux


Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml héparinate de lithium

 Monovette bouchon orange - N° commande : 510221

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium




Microvette bouchon orange - N° commande : 511158

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

AdresseRue du Bugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web[Chimie clinique](#)**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- Jaffé

Analyseur

cobas 8000, Roche Diagnostics

Technique

Principe de la méthode pour les enfants de moins de 11 ans: méthode enzymatique (au lieu de Jaffé)

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

2.3