



Catalogue des analyses - Laboratoire

Créatinine

Urine 24h





Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Chimie clinique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine
Renseignements à fournir	Volume et durée de la récolte.

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"> • Urine de 24h
Instruction(s) particulière(s)	Mélanger à chaque miction, mettre au frigo entre les mictions bocal gradué 2l (pour diurèse/récolte d'urine).
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
Matériel pédiatrique	
Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
Volume minimum	2 ml
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">Jaffé
Analyseur	Cobas Pro / Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif	
Tarif (CHF)	2.3