



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Créatinine

Urine 24h



## Informations générales

### Examen

#### Ajout d'analyse

Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

24h/24

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Chimie clinique

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

061220

##### Lien



[011 - Chimie clinique - Urine](#)

#### Renseignements à fournir

Volume et durée de la récolte.

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Urine de 24h</li> </ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	Mélanger à chaque miction, mettre au frigo entre les mictions bocal gradué 2l (pour diurèse/récolte d'urine).
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
<b>Matériel pédiatrique</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
<b>Volume minimum</b>	2 ml
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires 24/24.</a></u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Jaffé</li></ul>
<b>Analyseur</b>	cobas 8000, Roche Diagnostics

## Post analytique

<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	2.3