



Catalogue des analyses - Laboratoire

Cuivre

Urine

Informations générales

Examen

| | |
|-----------------------------------|---|
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 121 |
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire |
| Fréquence d'exécution | 1x/semaine |
| Analyse accréditée | OUI |
| Analyse sous-traitée | OUI |
| Spécialité | <ul style="list-style-type: none">• Chimie clinique |
| Synonyme | Cuprémie, Cu |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine |
| Renseignements à fournir | Pour les récoltes de 24h, indiquer volume des urines de 24h et durée de la récolte |

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Spot urine
- Urine de 24h

Instruction(s) particulière(s)

Si spot urine fraîche: Mélanger la miction avant de collecter dans le tube fourni au laboratoire
Si récolte de 24h: Mélanger à chaque miction, conserver au frigo entre les mictions.
Bien mélanger avant de collecter l'échantillon dans le tube fourni au laboratoire.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Zinc urinaire, le même tube suffit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Urine à 4°C

Conditions d'acheminement

Envoyer l'urine à T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.



Analytique

Prestataire

| | |
|---|-----------------------------------|
| Prestataire | Laboratoire de chimie clinique |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | 24/24H |
| Téléphone | 021 31 44 121 |
| Site web | Chimie clinique |

Méthode analytique

Principe de la méthode

- ICP-MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 39.6