Catalogue des analyses - Laboratoire

Dépistage rapide de toxiques

Urine

Information(s) importante(s)

Attention Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales -

Prescription)

Informations générales

_			
	-	_	_
$-v_{2}$	m	or	1
	Ш	œ.	

But de l'analyse	Test qualitatif pour la détection des paramètres suivants dans l'urine : amphétamines, méthamphétamines, barbituriques, benzodiazépines, cocaïne, cannabis, méthadone, opiacés, antidépresseurs tricycliques.
Indication diagnostique	Analyse réservée aux Urgences , aux Soins Intensifs adultes et pédiatriques , à la Néonatologie . Pour le suivi des toxicodépendances , cf. la fiche " Dépistage semi-quantitatif des drogues (screening)" du laboratoire UPPC de Cery.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine
Autre formulaire de demande	Lien <u>URG - Dépistage rapide des toxiques dans l'urine</u>
Renseignements à fournir	 Bon LCC N° 11 : Indiquer "Dépistage rapide detoxiques" sous Commentaires. Bon spécifique des Urgences : compléter toutes les rubriques et faire signer par un médecin cadre.



NB:

pour la Néonatologie, le bon LCC N° 11 suffit mais, en plus de "Dépistage rapide de toxiques", ajouter encore "Nouveau-né de mère toxicomane" sous Commentaires

Pré analytique

Pré	lèv	em	ent
-----	-----	----	-----

• Urine fraîche

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

.. 1 ml

Acheminement

Volume minimum

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception ^{24h/24}

Téléphone 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H	
Téléphone	021 31 44 121	
Site web	<u>Chimie clinique</u>	
Résultats		
Délai de rendu	< 1h	
Méthode analytique		
Analyseur	Triage® MeterPro / Quidel	
Technique	Test immunologique qualitatif avec détection de fluorescence "Triage® TOX Drug Screen" de Quidel	

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 128.34

