



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Electrophorèse des protéines

Urine fraîche



## Informations générales

### Examen

#### Ajout d'analyse

Prestations simultanées : dosage des protéines urinaires.

Condition de réalisation : taux protéines urinaires >0.1 g/L

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/mois

#### Analyse accréditée

OUI

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande


061220

Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

## Pré analytique

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	<p>Tube 8.5 ml pour urine</p>  <p>Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151</p>

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

<b>Préparation</b>	Volume minimal de 10 ml
<b>Conservation</b>	Conserver l'urine à 4°C
<b>Conditions d'acheminement</b>	Envoi à température ambiante
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Chimie clinique</a></u>

### Résultats

<b>Interprétation</b>	Paramètres : Albumine Alpha-1-globuline Alpha-2-globuline Gamma-globuline Bande Ig monoclonale
-----------------------	---

## Post analytique

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	43.8
--------------------	------