



Catalogue des analyses - Laboratoire

Electrophorèse des protéines

Urine fraîche



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Prestations simultanées : dosage des protéines urinaires.
Condition de réalisation : taux protéines urinaires >0.1 g/L

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/mois

Analyse accréditée

OUI

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande


061220

Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Volume minimal de 10 ml
Conservation	Conserver l'urine à 4°C
Conditions d'acheminement	Envoi à température ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation	Paramètres : Albumine Alpha-1-globuline Alpha-2-globuline Gamma-globuline Bande Ig monoclonale
-----------------------	---

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	43.8
--------------------	------