

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Electrophorèse des protéines

Sang

## Informations générales

### Examen


<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1 à pls x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI

### Prescription

<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999069 <b>Lien</b> <a href="#">010 - Chimie clinique - Sang</a>
------------------------------	--

## Pré analytique

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	<p>Tube 4.9 ml sérum sans gel</p>  <p>Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990</p>

### Matériel pédiatrique

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger durant 5 min à température ambiante à 3600G.  
Décanter le sérum, volume min : 0.4 ml

#### Conservation

Conserver le sérum à 4°C.

#### Conditions d'acheminement

Envoi à température ambiante.

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

#### Téléphone

021 31 44 280

#### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

#### Site web

[Réception des laboratoires](#)



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Chimie clinique</u></a>

## Post analytique

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	27.9
--------------------	------