

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Everolimus

Sang

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse**

Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin d'everolimus (intervalle de référence greffe dépendant).

**Indication diagnostique**

Suivi thérapeutique, suspicion de taux insuffisant, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse.

**Renseignement téléphonique**

021 31 44 121

**Fréquence d'exécution**

1x/semaine

**Analyse accréditée**

OUI

**Spécialité**

- Chimie clinique

**Synonyme**

Certican, SDZ RAD

**Prescription****Formulaire de demande****Numéro de commande**

061207

**Lien**[013 - Chimie clinique - Médicaments](#)**Renseignements à fournir**

Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

- Délai d'équilibration : 4-5 jours à posologie constante
- Délai de prélèvement : juste avant la dose suivante (min. 8 h post-dose)

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 950059

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

#### Volume minimum

0.3 ml

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conservation

Conserver le sang complet à 4°C (vol. min. 0.3 ml)

#### Conditions d'acheminement

A T° ambiante si l'acheminement se fait dans les 8 heures, sinon à 4°C

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

**Téléphone** 021 31 44 280

---

**Site web** [Réception des laboratoires 24/24.](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Tube pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

---

**Téléphone** 021 31 44 121

---

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

#### Interprétation

**Obtention des résultats** : le mercredi pour les prélèvements reçus le mardi avant 12h00.

**Interprétation par la Pharmacologie clinique** : durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 42 500), sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique en cas d'urgence.

#### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • LC-MS/MS

---

**Technique** Mesure après extraction du sang complet

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 135

---

**Prestation Tarmed** Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min