



Catalogue des analyses - Laboratoire

Glucose

Urine



Informations générales

Examen


| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 121 |
| Horaire de réalisation | 24h/24 |
| Analyse accréditée | OUI |

Prescription


| | |
|------------------------------|---|
| Formulaire de demande | Numéro de commande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine |
|------------------------------|---|

Pré analytique

Matériel standard

| | |
|------------------|--|
| Quantité | 1 |
| Contenant | Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151 |

Matériel pédiatrique

| | |
|------------------|--|
| Quantité | 1 |
| Contenant | Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151 |

| | |
|-----------------------|------|
| Volume minimum | 2 ml |
|-----------------------|------|

Acheminement

| | |
|--|--|
| Dépose des prélèvements | Réception des laboratoires |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture de la réception | 24h/24 |
| Téléphone | 021 31 44 280 |
| Site web | <u>Réception des laboratoires 24/24.</u> |



Analytique

Prestataire

| | |
|---|--|
| Prestataire | Laboratoire de chimie clinique |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | 24/24H |
| Téléphone | 021 31 44 121 |
| Site web | <u>Chimie clinique</u> |

Méthode analytique

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Analyseur | Cobas Pro / Roche Diagnostics |
|------------------|-------------------------------|

Post analytique

Tarif

| | |
|--------------------|-----|
| Tarif (CHF) | 2.3 |
|--------------------|-----|