Catalogue des analyses - Laboratoire

Glucose

Sang

Informations générales

Exa	m	ρ	n
CAU		•	••

Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai Ajout d'analyse de 6 heures dans un échantillon sur héparinate de lithium ou dans un délai de 48 heures dans un échantillon sur fluorure de sodium. 021 31 44 121 Renseignement téléphonique 24h/24 Horaire de réalisation OUI Analyse accréditée • Chimie clinique Spécialité **Prescription** Numéro de commande Formulaire de demande 999069

010 - Chimie clinique - Sang

Lien

Pré analytique

Prélèvement

Nature	Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	Si arrivée au laboratoire <45 min après prélèvement: Tube 2.6 ml ou Microtube 0.3 ml héparinate de lithium (bouchon orange). Si arrivée au laboratoire >45 min après prélèvement ou si patient leucémique: Tube 2.7 ml ou Microtube 0.3 ml fluorure de sodium (bouchon jaune).
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml héparinate de lithium





Monovette ISO bouchon VERT - N° commande: 999007

Contenant(s) autre(s)

Tube 2.7 ml fluorure de sodium (bouchon jaune) - N° commande : 9494

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande: 999003

Contenant(s) autre(s)

Microtube 0.3 ml fluorure de sodium (bouchon jaune) – N° commande :

511183

1

Acheminement

Dépose	2ah	nráláv	ıαma	ntc
DEDOJE	ucs	DIEIE	CILIC	1113

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46 1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Hexokinase
Analyseur	cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

