

Catalogue des analyses - Laboratoire

Glucose

Sang capillaire adulte

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 6 heures dans un échantillon sur héparinate de lithium ou dans un délai de 48 heures dans un échantillon sur fluorure de sodium

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Si arrivée au laboratoire <45 min après prélèvement: Tube 2.6 ml ou Microtube 0.3 ml héparinate de lithium (bouchon orange).

Si arrivée au laboratoire >45 min après prélèvement ou si patient leucémique: Tube 2.7 ml ou Microtube 0.3 ml fluorure de sodium (bouchon jaune).


Matériel standard


Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



	Microvette ISO bouchon VERT – N° commande : 999003
Contenant(s) autre(s)	Microtube 0.3 ml fluorure de sodium (bouchon jaune) – N° commande : 511183
Matériel pédiatrique	
Quantité	1
Contenant	Microtube 0.3 ml héparinate de lithium
	
	Microvette ISO bouchon VERT – N° commande : 999003
Contenant(s) autre(s)	Microtube 0.3 ml fluorure de sodium (bouchon jaune) – N° commande : 511183
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Analyseur	cobas 8000, Roche Diagnostics
------------------	-------------------------------

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	2.3
--------------------	-----