Catalogue des analyses - Laboratoire

Glucose

Sang capillaire adulte

Informations générales

Examen

| Ajout d'analyse | Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 6 heures dans un échantillon sur héparinate de lithium ou dans un délai de 48 heures dans un échantillon sur fluorure de sodium |
|----------------------------|--|
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 121 |
| Horaire de réalisation | 24h/24 |
| Analyse accréditée | OUI |

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

999069 **Lien**

<u>010 - Chimie clinique - Sang</u>

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)Si arrivée au laboratoire <45 min après prélèvement: Tube 2.6 ml ou Microtube 0.3 ml bénarinate de lithium (boughen erange)

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium (bouchon orange). Si arrivée au laboratoire >45 min après prélèvement ou si patient leucémique: Tube 2.7 ml ou Microtube 0.3 ml fluorure de sodium


(bouchon jaune).

Matériel standard

Quantité

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium





| | Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 99900 | 3 |
|-------------------------------------|--|---------------|
| Contenant(s) autre(s) | Microtube 0.3 ml fluorure de sodium (bouchon jaune) - 511183 | N° commande : |
| Matériel pédiatrique | | |
| Quantité | 1 | |
| Contenant | Microtube 0.3 ml héparinate de lithium Solution So | |
| Contenant(s) autre(s) | Microtube 0.3 ml fluorure de sodium (bouchon jaune) - 511183 | N° commande : |
| Acheminement | | |
| Dépose des prélèvements | Réception des laboratoires | |
| Site | BH18-100 | |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne | |
| Pneumatique | 439 | |
| Horaire d'ouverture de la réception | 24h/24 | |
| Téléphone | 021 31 44 280 | |
| Site web | Réception des laboratoires 24/24 | |



Analytique

Prestataire

| Prestataire | Laboratoire de chimie clinique |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | 24/24H |
| Téléphone | 021 31 44 121 |
| Site web | <u>Chimie clinique</u> |

Méthode analytique

Analyseur cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

