



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Haptoglobine

Sang

## Informations générales

### Examen

#### Ajout d'analyse

Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

24h/24

#### Analyse accréditée

OUI

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande


061219

##### Lien


[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 2.6 ml héparinate de lithium  Monovette bouchon orange - N° commande : 510221

### Matériel pédiatrique

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Microtube 0.3 ml héparinate de lithium  Microvette bouchon orange - N° commande : 511158

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

<b>Préparation</b>	Centrifuger et décanter le plasma (vol min 0.2 ml).
<b>Conservation</b>	Conserver le plasma à 4°C.
<b>Conditions d'acheminement</b>	Envoyer le plasma à température ambiante.
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>

### Méthode analytique

**Analyseur** cobas 8000, Roche Diagnostics

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 17.9