

Catalogue des analyses - Laboratoire

Hémoglobine glyquée (HbA1c)

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Non

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Jours ouvrables : les prélèvements arrivés avant 12h00 sont analysés le jour même

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061219

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 950059

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum	0.2 ml
Stabilité maximale avant envoi	
Ambiant	24h
<hr/>	
Réfrigéré	7 jours
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Conservation	Conserver le sang complet à 4 °C
<hr/>	
Conditions d'acheminement	Envoyer le sang complet à T° ambiante si < 24 h, sinon à 4 °C
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
<hr/>	
Site	BH18-100
<hr/>	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
<hr/>	
Pneumatique	439
<hr/>	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
<hr/>	
Téléphone	021 31 44 280
<hr/>	
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

AdresseRue du Bugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web[Chimie clinique](#)

Résultats

Délai de rendu

< 24h

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- Chromatographie

Analyseur

D-100 / Bio-Rad Laboratories AG

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

15.8