



Catalogue des analyses - Laboratoire

Hémoglobine glyquée (HbA1c)

Sang



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Non
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Jours ouvrables : les prélèvements arrivés avant 12h00 sont analysés le jour même
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Chimie clinique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien <u>010 - Chimie clinique - Sang</u>

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum

0.2 ml

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

24h

Réfrigéré

7 jours

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Conserver le sang complet à 4°C

Conditions d'acheminement

Envoyer le sang complet à T° ambiante si < 24 h, sinon à 4 °C

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web[Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

AdresseRue du Bugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web[Chimie clinique](#)**Résultats****Délai de rendu**

< 24h

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- Chromatographie

Analyseur

D-100 / Bio-Rad Laboratories AG

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

16