



Catalogue des analyses - Laboratoire

Hémoglobine glyquée (HbA1c)

Sang



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Non

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Jours ouvrables : les prélèvements arrivés avant 12h00 sont analysés le
jour même

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum

0.2 ml

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

24h

Réfrigéré

7 jours

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Conserver le sang complet à 4°C

Conditions d'acheminement

Envoyer le sang complet à T° ambiante si < 24 h, sinon à 4 °C

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web

[Chimie clinique](#)

Résultats

Délai de rendu

< 24h

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Chromatographie

Analyseur

D-100 / Bio-Rad Laboratories AG

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

16