Catalogue des analyses - Laboratoire

HGH (STH)

Sang

Informations générales

Exa	m	ρ	n
CAU		•	••

Indication diagnostique	Attention! Sous traitement de Pegvisomant (= Somavert®), le suivi ne doit pas se faire avec l'HGH car le résultat est ininterprétable; utiliser l'IGF-1.	
Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante	
Renseignement téléphonique	021 31 44 121	
Fréquence d'exécution	2x/semaine	
Analyse accréditée	OUI	
Spécialité	Chimie clinique	
Synonyme	hormone de croissance humaine, somatotropine	
Prescription		
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang	

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel





Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Microtube 0.3 ml sérum

2



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande: 999002

Volume minimum 2 microtubes bien remplis

(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré 8h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

A 4°C si < 8 h, sinon à -20°C

Conditions d'acheminement

Envoyer le sérum à 4°C si < 8 h, sinon à -20°C

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

BH18-100

Bugnon 46

1011 Lausanne



Adresse

Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>
Analytique Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Résultats	
Délai de rendu	2-3 jours
Méthode analytique	Chemiluminescence
Principe de la méthode	
Analyseur	LIAISON XL / DiaSorin



Analyseur

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF)

