



Catalogue des analyses - Laboratoire

# HS CRP (protéine C-réactive ultrasensible)

Sang

## Informations générales

### Examen


<b>Indication diagnostique</b>	CETTE ANALYSE EST REMPLACÉE PAR LA CRP. Veuillez vous référer à la fiche de la CRP
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	24h/24
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chimie clinique</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	Protéine C réactive
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<p><b>Numéro de commande</b> 999069</p> <p><b>Lien</b> <a href="#">010 - Chimie clinique - Sang</a></p>

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sang</li> </ul>
---------------	--

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	<p>Tube 2.6 ml héparinate de lithium</p>  <p>Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007</p>

### Matériel pédiatrique

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

## Acheminement

<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires 24/24.</a></u>



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Immunoturbidimétrie</li></ul>
<b>Analyseur</b>	cobas 8000, Roche Diagnostics

## Post analytique

<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	9