Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Leptine**

Sang



# Informations générales

#### **Examen**

Préparation du patient	Par sa prescription de l'analyse, le prescripteur atteste que le patient a été informé et a donné son accord pour la facturation de l'analyse.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/mois
Analyse accréditée	NON
Spécialité	Chimie clinique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang



# Pré analytique

#### **Matériel standard**

**Quantité** 

**Contenant** Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999008

**Volume minimum** 

300 µl

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le sérum. Volume minimum 300 $\mu$ l. Congeler à -20°C.
Conservation	-20°C.
Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum congelé sur glace carbonique.
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



# **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

# Post analytique

**Tarif** 

Tarif (CHF)

Condition(s) spéciale(s)Cette analyse ne fait pas partie de la liste ses analyses (LA) prises en<br/>charge parl'assurance obligatoire des soins (AOS)

