Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00749

V17 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Lipoprotéine Lp (a)

Sang



Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Dyslipidémie, athérosclérose prématurée
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Lipides, lipide, lipoprotéine
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang



Pré analytique

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel

1



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger, décanter et congeler le surnageant.
Conditions d'acheminement	Envoyer congelé (1 seul cycle de congélation).
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Analyseur cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

