



Catalogue des analyses - Laboratoire

Magnésium total

Urine 24h

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Cette analyse
peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061220

Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

Renseignements à fournir

Volume et durée de la récolte.

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Mélanger à chaque miction dans un bocal gradué 2l (pour diurèse/récolte d'urine).
Ne pas conserver l'urine native au frigo (risque de précipitation de sels de magnésium).

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

2 ml

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.



Analytique

Prestataire

| | |
|---|--|
| Prestataire | Laboratoire de chimie clinique |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | 24/24H |
| Téléphone | 021 31 44 121 |
| Site web | <u>Chimie clinique</u> |

Méthode analytique

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Analyseur | cobas 8000, Roche Diagnostics |
|------------------|-------------------------------|

Post analytique

Tarif

| | |
|--------------------|-----|
| Tarif (CHF) | 7.8 |
|--------------------|-----|