Catalogue des analyses - Laboratoire

Magnésium total

Urine 24h



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine
Renseignements à fournir	Volume et durée de la récolte.



Pré analytique

Prélèvement

Mélanger à chaque miction dans un bocal gradué 2l (pour Instruction(s) particulière(s)

diurèse/récolte d'urine).

Ne pas conserver l'urine native au frigo (risque de précipitation de sels

de magnésium).

Matériel standard

1 Quantité

Tube 8.5 ml pour urine **Contenant**

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

1 **Quantité**

Tube 8.5 ml pour urine Contenant

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

2 ml **Volume minimum**

Acheminement

Réception des laboratoires Dépose des prélèvements

BH18-100 Site

Bugnon 46 Adresse 1011 Lausanne

439 **Pneumatique**

24h/24 Horaire d'ouverture de la réception

021 31 44 280 Téléphone

Réception des laboratoires 24/24 Site web



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Analyseur cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 7.8

