

Catalogue des analyses - Laboratoire

Méthylmalonate

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Contrôle acidémie méthylmalonique - Déficit en vitamine B12
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	2x/mois
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">Chimie clinique
Synonyme	Acide méthylmalonique, méthylmalonate, MMA, methylmalonic acid
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061219 Lien 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette bouchon orange - N° commande : 510221

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette bouchon orange - N° commande : 511158

Volume minimum

150 µl de plasma

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger durant 5 minutes à 15°C, 3600 g.
Décanter le plasma. Volume minimum 0.15 ml de plasma.

Conditions d'acheminement

Envoi à température ambiante.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	99
--------------------	----