



Catalogue des analyses - Laboratoire

Méthylmalonate

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique

Contrôle acidémie méthylmalonique -
Déficit en vitamine B12

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence d'exécution

2x/mois

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Acide méthylmalonique, méthylmalonate, MMA, methylmalonic acid

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007


Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum	150 µl de plasma
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Préparation	Centrifuger durant 5 minutes à 15°C, 3600 g. Décanter le plasma. Volume minimum 0.15 ml de plasma.
Conditions d'acheminement	Envoi à température ambiante.
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	99
--------------------	----