



Catalogue des analyses - Laboratoire

Orotate

Urine

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Synonyme Acide orotique, orotic acid

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
061220
Lien
[011 - Chimie clinique - Urine](#)

Renseignements à fournir Les données de la récolte

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Urine fraîche

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum 2.0 ml

Traitemen~~t~~ du prélèvement pour requérants externes

Préparation Volume minimum 2.0 ml

Conservation Conserver à -20°C

Conditions d'acheminement Envoi sur glace sèche ou neige carbonique.

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

- Principe de la méthode**
- LC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	130.5
--------------------	-------

Condition(s) spéciale(s)	La créatinine est automatiquement ajoutée à l'analyse et est facturées en sus. Validité dès le 01.04.2020. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus
---------------------------------	---