Catalogue des analyses - Laboratoire

Orotate

Urine

Informations générales

C.,				
	C		_	_
Examen	ьvа	m	ρ	n

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Acide orotique, orotic acid
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien <u>011 - Chimie clinique - Urine</u>
Renseignements à fournir	Les données de la récolte

Pré analytique

Prélèvement

• Urine fraîche

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 8.5 ml pour urine





Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

2.0 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Volume minimum 2.0 ml
Conservation	Conserver à -20°C
Conditions d'acheminement	Envoi sur glace sèche ou neige carbonique.
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24



Site web

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• LC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	130.5
Condition(s) spéciale(s)	La créatinine est automatiquement ajoutée à l'analyse et est facturées

Validité dès le 01.04.2020. Supplément selon la liste des analyses

facturables en sus

130.5

