



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Oxalate

Urine 24h

## Informations générales

### Examen

#### Ajout d'analyse

Prestations simultanées : créatinine.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Analyse accréditée

OUI

#### Synonyme

Acide oxalique

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

061220

Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

#### Renseignements à fournir

Données de la récolte: durée exacte et volume.

Si urine acidifiée indiquer "+ HCl"

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Instruction(s) particulière(s)

Bouteille plastique col large rond

1. Heure 0 (moment de la première miction considérée) : Procéder à la miction dans les toilettes (urines jetées) Noter la date et l'heure
2. Dès ce moment et jusqu'au lendemain à la même heure (heure 24), récolter toutes les mictions dans la (les) bouteille(s). Conserver la (les) bouteille(s) à 4°C entre les mictions
3. Heure 24 (précisément) : terminer la récolte en procédant à une dernière miction. Important: bien mélanger l'entier de la récolte (dans un même récipient si plusieurs bouteilles) juste avant le prélèvement d'un échantillon dans le tube.

#### Matériel standard

##### Quantité

1

##### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

##### Préparation

Important ! Juste avant de prélever l'échantillon d'urine à envoyer, bien mélanger l'entier de la récolte.

##### Conservation

Conserver l'urine à -20°C.

##### Conditions d'acheminement

Acidifier l'urine et envoyer congelée sur glace carbonique.

##### Acheminement

##### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

##### Site

BH18-100

##### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

##### Pneumatique

439

##### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

##### Téléphone

021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaires d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Interprétation** Paramètres: Oxalate, oxalate/créatinine, oxalate 24h.

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 33.3