



Catalogue des analyses - Laboratoire

Oxymétrie

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Oxymétrie uniquement : hémoglobine totale, carboxyhémoglobine, méthémoglobine, oxyhémoglobine et l'hémoglobine réduite sont mesurées en même temps
La gazométrie, le lactate, le calcium ionisé peuvent être effectués sur le même prélèvement
(voir les fiches concernées)

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

Oxyhémoglobine, carboxyhémoglobine, CO, méthémoglobine, hémoglobine réduite, monoxyde de carbone

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Renseignements à fournir

Température du patient
FIO2

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Éliminer immédiatement les bulles d'air après le prélèvement
Bien mélanger l'échantillon verticalement et horizontalement sans
secouer (après avoir éliminé l'air)
Ne pas laisser reposer l'échantillon, le mélanger à intervalle régulier
Ne pas casser le piston de la seringue enlever impérativement l'aiguille
Ne pas envoyer par poste pneumatique
Stabilité de l'échant. max 30 min

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Seringue à gazométrie
NULL

Volume minimum 1 ml

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 30 min

Acheminement

Conditions d'acheminement Amener immédiatement par porteur

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web

[Chimie clinique](#)



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

37.8

Condition(s) spéciale(s)

Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses
facturables en sus