



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Phénytoïne

Sang

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de phénytoïne (intervalle de référence disponible).

**Indication diagnostique** Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse, doute sur la compliance, grossesse.

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 121

**Fréquence et/ou horaire d'exécution** 08h00-16h00, jours ouvrables (si demande en urgence, contacter le laboratoire)

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Chimie clinique

**Synonyme** Epanutin, Phenhydran

### Prescription

**Formulaire de demande** Numéro de commande  
999070  
**Lien**  
[013 - Chimie clinique - Médicaments](#)

**Renseignements à fournir** Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature** • Sang veineux

**Instruction(s) particulière(s)** - Délai d'équilibration : 8-15 jours à posologie constante  
- Délai de prélèvement : juste avant la dose suivante (min. 6 h post-dose)

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999008

## Matériel pédiatrique

### Quantité

1

### Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

### Volume minimum

1 microtube bien rempli  
(requérants externes: 2 microtubes bien remplis)

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Préparation

Centrifuger et décanter le sérum:  
- volume idéal : 500 µl  
- volume minimum : 200 µl

### Conservation

à 4°C

### Conditions d'acheminement

à 4°C

### Acheminement

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaires d'ouverture de la réception

24h/24

### Téléphone

021 31 44 280

## Site web

Réception des laboratoires 24/24.

# Analytique

## Prestataire

### Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

### Site

BH18-100

### Adresse

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Tube pneumatique

439

### Horaires d'ouverture du laboratoire

24/24H

### Téléphone

021 31 44 121

## Site web

Chimie clinique

## Résultats

### Interprétation

Durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 **42 500**),  
sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique **en cas  
d'urgence**.

## Méthode analytique

### Principe de la méthode

- CMIA

### Analyseur

Architect i1000 (Abbott)

# Post analytique

## Tarif

### Tarif (CHF)

14.3

### Prestation Tarmed

Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min