



Catalogue des analyses - Laboratoire

Potassium

Urine fraîche



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse Cette analyse
peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation 24h/24


Analyse accréditée OUI

Prescription


Formulaire de demande **Numéro de commande**
061220
Lien
[011 - Chimie clinique - Urine](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum	2 ml
-----------------------	------

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Analyseur	cobas 8000, Roche Diagnostics
------------------	-------------------------------

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	2.5
--------------------	-----