



Catalogue des analyses - Laboratoire

Potassium

Urine 24h



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI

Prescription

Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien <u>011 - Chimie clinique - Urine</u>
Renseignements à fournir	Volume et durée de la récolte.

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Mélanger à chaque miction dans un bocal gradué 2l (pour diurèse/récolte d'urine), conserver au frigo.

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
Volume minimum	2 ml

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
-------------------------	----------------------------

Site	BH18-100
------	----------

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
---------	----------------------------

Pneumatique	439
-------------	-----

Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
-------------------------------------	--------

Téléphone	021 31 44 280
-----------	---------------

Site web	Réception des laboratoires 24/24
----------	--

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Analyseur cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 2.5