



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Préalbumine

Sang

## Informations générales

### Examen

#### Ajout d'analyse

Cette analyse  
peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

24h/24

#### Analyse accréditée

OUI

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

061219

##### Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

### Matériel standard

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette bouchon orange - N° commande : 510221

### Matériel pédiatrique

**Quantité**

1

**Contenant**

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette bouchon orange - N° commande : 511158

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation**

Centrifuger et décanter plasma (vol. min. 0.2 ml)

**Conservation**

Conserver le plasma à 4°C si <48 h, à -20°C si >48h.

**Conditions d'acheminement**

Envoyer le plasma à 4°C si <48 heures, sinon sur glace carbonique.

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

24h/24

**Téléphone**

021 31 44 280

**Site web**

[Réception des laboratoires 24/24.](#)



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>

### Méthode analytique

**Analyseur** cobas 8000, Roche Diagnostics

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 17.9