

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Préalbumine

Sang

## Informations générales

### Examen

#### Ajout d'analyse

Cette analyse  
peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

24h/24

#### Analyse accréditée

OUI

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande  
999069

#### Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger et décanter plasma (vol. min. 0.2 ml)

#### Conservation

Conserver le plasma à 4°C si <48 h, à -20°C si >48h.

#### Conditions d'acheminement

Envoyer le plasma à 4°C si <48 heures, sinon sur glace carbonique.

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

#### Téléphone

021 31 44 280

#### Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>

### Méthode analytique

<b>Analyseur</b>	cobas 8000, Roche Diagnostics
------------------	-------------------------------

## Post analytique

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	17.9
--------------------	------