



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Protéines Tau, p-Tau-181P et b-Amyloïde-1-42**

LCR

## Informations générales

### Examen

<b>Indication diagnostique</b>	Diagnostic de la maladie d'Alzheimer
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	2x/mois
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Synonyme</b>	Amyloïde, Tau, paramètres Alzheimer
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 061232 <b>Lien</b> <a href="#">012 - Chimie clinique - Matériel spécial</a>
<b>Renseignements à fournir</b>	Inscrire Tau, p-Tau et b-Amyloïde sous commentaire.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube Sarstedt en polypropylène 10mL stérile  
N° de commande : 966681

#### Volume minimum

1 ml

### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

3h

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Le délai maximal jusqu'à la congélation du LCR est de 4 heures après la ponction.  
Centrifuger durant 5 min à 2100G et décanter le LCR en au-moins 2 aliquots de 400 µl dans des microtubes Sarstedt (polypropylène).

#### Conservation

Conserver congelé dans congélateur à -80°C.

#### Conditions d'acheminement

Envoyer congelé sur glace carbonique.

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Faire parvenir le LCR le plus rapidement possible à la Réception des laboratoires (délai maximal 3 heures après PL).

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

**Téléphone** 021 31 44 280

**Site web** [Réception des laboratoires 24/24.](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Délai de rendu** < 1 mois

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 145.8