



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Protéines totales

Liquide pleural



## Informations générales

### Examen


|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Ajout d'analyse</b>            | Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures |
| <b>Renseignement téléphonique</b> | 021 31 44 121  |
| <b>Horaire de réalisation</b>     | 24h/24   |
| <b>Analyse accréditée</b>         | NON  |

### Prescription


|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Formulaire de demande</b> | <b>Numéro de commande</b><br>061232<br><b>Lien</b><br><u><a href="#">012 - Chimie clinique - Matériel spécial</a></u> |
|------------------------------|---|

## Pré analytique

### Matériel standard

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Quantité</b>       | 1  |
| <b>Contenant</b>      | Tube 8.5 ml pour urine<br><br>Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151 |
| <b>Volume minimum</b> | 2 ml   |

### Matériel pédiatrique

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Quantité</b>       | 1  |
| <b>Contenant</b>      | Tube 8.5 ml pour urine<br><br>Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151 |
| <b>Volume minimum</b> | 2 ml   |

### Acheminement

|  |  |
|--|--|
| <b>Dépose des prélèvements</b>             | Réception des laboratoires                               |
| <b>Site</b>                                | BH18-100   |
| <b>Adresse</b>                             | Bugnon 46<br>1011 Lausanne                               |
| <b>Pneumatique</b>                         | 439  |
| <b>Horaire d'ouverture de la réception</b> | 24h/24   |
| <b>Téléphone</b>                           | 021 31 44 280  |
| <b>Site web</b>                            | <u><a href="#">Réception des laboratoires 24/24.</a></u> |



## Analytique

### Prestataire

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Prestataire</b>                        | Laboratoire de chimie clinique    |
| <b>Site</b>                               | BH18-100                          |
| <b>Adresse</b>                            | Rue du Bugnon 46<br>1011 Lausanne |
| <b>Tube pneumatique</b>                   | 439                               |
| <b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b> | 24/24H                            |
| <b>Téléphone</b>                          | 021 31 44 121                     |
| <b>Site web</b>                           | <a href="#">Chimie clinique</a>   |

### Méthode analytique

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>Analyseur</b> | Cobas Pro / Roche Diagnostics |
|------------------|-------------------------------|

## Post analytique

### Tarif

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <b>Tarif (CHF)</b> | 2.3 |
|--------------------|-----|