Catalogue des analyses - Laboratoire

Protéines totales

Urine 24h

Informations générales

Exa	m	ρ	n
CAU		•	

Cette analyse Ajout d'analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures 021 31 44 121 Renseignement téléphonique 24h/24 Horaire de réalisation OUI Analyse accréditée **Prescription** Numéro de commande Formulaire de demande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine Volume et durée de la récolte. Renseignements à fournir

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Mélanger à chaque miction dans un bocal gradué 2l (pour diurèse/récolte d'urine), conserver au frigo.

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 8.5 ml pour urine



	Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
Volume minimum	2 ml
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24.



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Turbidimétrie
Analyseur	cobas 8000, Roche Diagnostics
Post analytique	

7.8



Tarif

Tarif (CHF)