
Catalogue des analyses - Laboratoire

Protéines totales

Liquide d'ascite





Informations générales

Examen

| Ajout d'analyse | Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures |
|----------------------------|---|
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 121 |
| Horaire de réalisation | 24h/24 |
| Analyse accréditée | OUI |
| Prescription | |
| | Numéro de commande |

Formulaire de demande

Numéro de commande

061232

<u>012 - Chimie clinique - Matériel spécial</u>



Pré analytique

Matériel standard

| Quantité | 1 |
|-------------------------------------|--|
| Contenant | Tube 8.5 ml pour urine |
| | Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151 |
| Volume minimum | 2 ml |
| Matériel pédiatrique | |
| Quantité | 1 |
| Contenant | Tube 8.5 ml pour urine |
| | Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151 |
| Volume minimum | 2 ml |
| Acheminement | |
| Dépose des prélèvements | Réception des laboratoires |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture de la réception | 24h/24 |
| Téléphone | 021 31 44 280 |
| Site web | Réception des laboratoires 24/24 |



Analytique

Prestataire

| Prestataire | Laboratoire de chimie clinique |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | 24/24H |
| Téléphone | 021 31 44 121 |
| Site web | <u>Chimie clinique</u> |

Méthode analytique

Analyseur cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

