

Catalogue des analyses - Laboratoire

Sirolimus

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de sirolimus (intervalle de référence greffe dépendant).

Indication diagnostique

Suivi thérapeutique, suspicion de taux insuffisant, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse.

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Rapamune, Rapamycine

Prescription**Formulaire de demande****Numéro de commande**



061207

Lien[013 - Chimie clinique - Médicaments](#)**Renseignements à fournir**

Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"> Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Délai d'équilibration : 5-7 jours à posologie constante - Délai de prélèvement : juste avant la dose suivante (min. 8 h post-dose)
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml EDTA-K  Monovette bouchon rouge - N° commande : 950059
Matériel pédiatrique	
Quantité	1
Contenant	Microtube 0.5 ml EDTA-K  Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434
Volume minimum	0.3 ml
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Conservation	Conserver le sang complet à 4°C (vol. min. 0.3 ml)
Conditions d'acheminement	A T° ambiante si l'acheminement se fait dans les 8 heures, sinon à 4°C
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Interprétation **Obtention des résultats** : le mercredi pour les prélèvements reçus le mardi avant 12h00.
Interprétation par la Pharmacologie clinique : durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 42 500), sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique **en cas d'urgence**.

Méthode analytique

Principe de la méthode • LC-MS/MS

Technique Mesure après extraction du sang complet

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 135

Prestation Tarmed Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min