Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00814

V18 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Sirolimus

Sang



Informations générales

Examen

| But de l'analyse | Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de sirolimus (intervalle de référence greffe dépendant). |
|----------------------------|--|
| Indication diagnostique | Suivi thérapeutique, suspicion de taux insuffisant, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse. |
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 121 |
| Fréquence d'exécution | 1x/semaine |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | Chimie clinique |
| Synonyme | Rapamune, Rapamycine |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande 999070 Lien 013 - Chimie clinique - Médicaments |
| Renseignements à fournir | Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques. |

Pré analytique

Prélèvement

| Nature | Sang veineux |
|--------------------------------|--|
| Instruction(s) particulière(s) | Délai d'équilibration : 5-7 jours à posologie constante Délai de prélèvement : juste avant la dose suivante (min. 8 h postdose) |
| Matériel standard | |
| Quantité | 1 |

Contenant





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

| Matériel | pédi | iatrique |
|----------|------|----------|
|----------|------|----------|

Volume minimum

| O | 1 |
|----------|---|
| Quantité | |

| Contenant | Microtube 0.5 ml EDTA-K |
|----------------|--|
| | The state of the s |
| | Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434 |
| Volume minimum | 0.3 ml |

Traitement du prélèvement pour requérants externes

| Conservation | Conserver le sang complet à 4°C (vol. min. 0.3 ml) | |
|-------------------------------------|--|--|
| Conditions d'acheminement | A T° ambiante si l'acheminement se fait dans les 8 heures, sinon à 4°C | |
| Acheminement | | |
| Dépose des prélèvements | Réception des laboratoires | |
| Site | BH18-100 | |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne | |
| Pneumatique | 439 | |
| Horaire d'ouverture de la réception | 24h/24 | |
| Téléphone | 021 31 44 280 | |
| Site web | Réception des laboratoires 24/24 | |



Analytique

Prestataire

| Prestataire | Laboratoire de chimie clinique | |
|------------------------------------|--|--|
| Site | BH18-100 | |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne | |
| Tube pneumatique | 439 | |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | 24/24H | |
| Téléphone | 021 31 44 121 | |
| Site web | <u>Chimie clinique</u> | |
| Résultats | | |
| Interprétation | Obtention des résultats: le mercredi pour les prélèvements reçus le mardi avant 12h00. Interprétation par la Pharmacologie clinique: durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 42 500), sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique en cas d'urgence. | |
| Méthode analytique | | |
| Principe de la méthode | • LC-MS/MS | |
| Technique | Mesure après extraction du sang complet | |

Laboratoire de chimie clinique



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

Prestation Tarmed

Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min

135