Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_00816


V17 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Sodium**

Urine 24h





# Informations générales

### Examen

Ajout d'analyse	Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures		
Renseignement téléphonique	021 31 44 121		
Horaire de réalisation	24h/24		
Analyse accréditée	OUI		
Synonyme	Na, Natrium, sels minéraux		
Prescription			
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine		
Renseignements à fournir	Volume et durée de la récolte.		



### Pré analytique

P	rél	è١	<i>i</i> e	m	e	nt	
---	-----	----	------------	---	---	----	--

Instruction(s) particulière(s)

Mélanger à chaque miction dans un bocal gradué 2l (pour diurière/récelte d'urine), conserver au frige

diurèse/récolte d'urine), conserver au frigo.

**Matériel standard** 

**Quantité** 

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité 1

**Contenant** Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum 2 ml

Acheminement

**Dépose des prélèvements**Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

**Téléphone** 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24.



# **Analytique**

### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Analyseur cobas 8000, Roche Diagnostics

# Post analytique

**Tarif** 

Tarif (CHF)

