Catalogue des analyses - Laboratoire

T3 totale

Sang



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation

Analyse accréditée

• Chimie clinique

Synonyme triiodothyronine totale

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

999069 **Lien**

010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Microtube 0.3 ml sérum





Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

1 microtube bien rempli **Volume minimum**

(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant envoi

24h Réfrigéré

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Centrifuger et décanter le sérum : **Préparation**

- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml

- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

Conserver le sérum à 4°C; Conservation

si > 48 h, conserver à -20°C

A T° ambiante **Conditions d'acheminement**

Acheminement

Réception des laboratoires Dépose des prélèvements

BH18-100 Site

Bugnon 46 **Adresse**

1011 Lausanne

439 **Pneumatique**

24h/24 Horaire d'ouverture de la réception

021 31 44 280 Téléphone

Réception des laboratoires 24/24 Site web



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Résultats	
Délai de rendu	< 8h
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• ECLIA
Analyseur	cobas e 801 / Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF)

