



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Tacrolimus

Sang

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de tacrolimus (intervalle de référence greffe dépendant).

#### Indication diagnostique

Suivi thérapeutique, suspicion de taux insuffisant, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

1x par jour

Jours ouvrables: résultat le jour même si réception de l'échantillon avant 12h

Samedi/Dimanche/Jours

fériés: résultat le jour même si réception de l'échantillon avant 10h30

Pour

demandeurs externes : jours ouvrables uniquement

Si demande en urgence,

contacter le laboratoire.

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Chimie clinique

#### Synonyme

Advagraf, FK 506, Prograf

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

999070

Lien

[013 - Chimie clinique - Médicaments](#)

#### Renseignements à fournir

Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

- Délai d'équilibration : 2-3 jours à posologie constante
- Délai de prélèvement : juste avant la dose suivante (min. 8 h post-dose)

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

#### Volume minimum

0.5 ml

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conservation

Conserver le sang complet à 4°C (vol. min. 0.5 ml)

#### Conditions d'acheminement

A T° ambiante si l'acheminement se fait dans les 8 heures, sinon à 4°C

### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

**Horaires d'ouverture de la réception** 24h/24

**Téléphone** 021 31 44 280

**Site web** [Réception des laboratoires 24/24](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaires d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Interprétation**

Obtention des résultats :

- jours ouvrables : le jour même pour les prélèvements reçus avant 12h00
- samedi/dimanche/jours fériés (demandeurs internes) : le jour même pour les prélèvements reçus avant 10h30

Interprétation par la Pharmacologie clinique : durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 42 500), sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique en cas d'urgence.

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • CMIA

**Analyseur** Architect i / Abbott

**Technique** Mesure après extraction du sang complet



## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire**

48 h

### Tarif

**Tarif (CHF)**

49.5

---

**Prestation Tarmed**

Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min