



Catalogue des analyses - Laboratoire

Tacrolimus

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de tacrolimus (intervalle de référence greffe dépendant).

Indication diagnostique

Suivi thérapeutique, suspicion de taux insuffisant, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse.

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence et/ou horaire d'exécution

1x par jour

Jours ouvrables: résultat le jour même si réception de l'échantillon avant 12h

Samedi/Dimanche/Jours

fériés: résultat le jour même si réception de l'échantillon avant 10h30

Pour

demandeurs externes : jours ouvrables uniquement

Si demande en urgence,

contacter le laboratoire.

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Advagraf, FK 506, Prograf

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999070

Lien

[013 - Chimie clinique - Médicaments](#)

Lien

[TDM, suivi thérapeutique des médicaments, recommandations](#)

Renseignements à fournir

Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

- Délai d'équilibration : 2-3 jours à posologie constante
- Délai de prélèvement : juste avant la dose suivante (min. 8 h post-dose)

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum

0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Conserver le sang complet à 4°C (vol. min. 0.5 ml)

Conditions d'acheminement

A T° ambiante si l'acheminement se fait dans les 8 heures, sinon à 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Interprétation

Obtention des résultats :

- jours ouvrables : le jour même pour les prélèvements reçus avant 12h00
- samedi/dimanche/jours fériés (demandeurs internes) : le jour même pour les prélèvements reçus avant 10h30

Interprétation par la Pharmacologie clinique : durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 42 500), sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique en cas d'urgence.

Méthode analytique

Principe de la méthode

- CMIA

Analyseur Architect i / Abbott

Technique Mesure après extraction du sang complet



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 48 h

Tarif

Tarif (CHF) 49.5

Prestation Tarmed Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min