Catalogue des analyses - Laboratoire

Tacrolimus

Sang



Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de tacrolimus (intervalle de référence greffe dépendant).
Indication diagnostique	Suivi thérapeutique, suspicion de taux insuffisant, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Ix par jour Jours ouvrables: résultat le jour même si réception de l'échantillon avant 12h Samedi/Dimanche/Jours fériés: résultat le jour même si réception de l'échantillon avant 10h30 Pour demandeurs externes: jours ouvrables uniquement Si demande en urgence, contacter le laboratoire.
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme Prescription	Advagraf, FK 506, Prograf
Formulaire de demande	Numéro de commande 999070 Lien <u>013 - Chimie clinique - Médicaments</u>
Renseignements à fournir	Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

- Délai d'équilibration : 2-3 jours à posologie constante

- Délai de prélèvement : juste avant la dose suivante (min. 8 h post-

dose)

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité

Microtube 0.5 ml EDTA-K

Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum 0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation Conserver le sang complet à 4°C (vol. min. 0.5 ml)

Conditions d'acheminementA T° ambiante si l'acheminement se fait dans les 8 heures, sinon à 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique 439



Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24.	
Analytique Prestataire		
Prestataire	Laboratoire de chimie clinique	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H	
Téléphone	021 31 44 121	
Site web	<u>Chimie clinique</u>	
Résultats		
Interprétation	Obtention des résultats : - jours ouvrables : le jour même pour les prélèvements 12h00 - samedi/dimanche/jours fériés (demandeurs internes pour les prélèvements reçus avant 10h30Interprétation Pharmacologie clinique : durant les heures ouvrables p TDM (021 31 42 500), sinon sur demande au piquet de p clinique en cas d'urgence.) : le jour même par la ar le consultant
Méthode analytique		
Principe de la méthode	• CMIA	
Analyseur	Architect i / Abbott	
Technique	Mesure après extraction du sang complet	



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 48 h

Tarif

Tarif (CHF) 49.5

Prestation Tarmed Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min

