Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_00849

V16 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Thyroglobuline**

Sang



# Informations générales

#### **Examen**

But de l'analyse	Mesure de la thyroglobuline par une méthode hautement sensible. Remarque: un test de recouvrement est réalisé d'office pour chaque échantillon, ce qui permet de révéler la plupart des interférences analytiques (anticorps anti-thyroglobuline, anticorps hétérophiles, etc.). Il est néanmoins recommandé de prescrire en parallèle à l'analyse de thyroglobuline un dosage des anticorps anti-thyroglobuline pour compléter le bilan biochimique.
Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Tg, thyréoglobuline
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069

<u>010 - Chimie clinique - Sang</u>

Lien



## Pré analytique

**Prélèvement** 

• Sang veineux

**Matériel standard** 

**Quantité** 

**Contenant** Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité <sup>3</sup>

Contenant Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

**Volume minimum** 3 microtubes bien remplis

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré 24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter le sérum :

volume idéal (y compris sérothèque) : 1 mlvolume minimum pour l'analyse seule : 0.4 ml

**Conservation** A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C



Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum à 4°C si < 24 h, sinon à -20°C
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24</u>



## **Analytique**

### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine
Méthode analytique	
Analyseur	Kryptor GOLD / ThermoFisher Scientific
Technique	TRACE
Post analytique	

Conservation après examens

Aliquote congelé

Tarif

**Tarif (CHF)** 39.6

